

ULTRASONIC B

Dégraissant

Ultrasonic B est un concentré liquide, développé principalement comme agent additif de solutions alcalines dégraissantes appliquées par immersion ou aspersion.

Ultrasonic B est un produit composé de tensio-actifs non ioniques en base aqueuse. Il possède une extraordinaire puissance de dégraissage obtenant une réduction de la tension superficielle notable et un effet humidifiant optimal.

DOSAGE ET UTILISATION

Ultrasonic B selon l'importance des éléments contaminants à retirer.

Les concentrations à utiliser sont entre 0,1% et 0,5% en référence au bain utilisé.

Entreposer entre 5°C et 30°C éloigné de l'humidité et la lumière solaire directe.

ESPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Apparence: Liquide

Couleur : Jaunâtre

Odeur: Caractéristique

Seuil d'ébullition: 96 °C

Temp. Inflammation: non inflammable

Pression de vapeur: Aprox. 23.3 hPa

Densité 20°C: Aprox. 1.015 g/cm³

pH: 6 - 7.2

Indice réfraction: 1.43 -1.44

Valeur réfraction: 54 - 59 Brix

COV g/l: 0 g/l